

FLUIALERGIA

medEctoin® 2%

Lea atentamente esta información antes de empezar a utilizar FLUIALERGIA. NO TIRE ESTE PROSPECTO. Contiene información importante.

Instrucciones de uso

FLUIALERGIA es un spray nasal indicado para el tratamiento y la prevención de los síntomas de la rinitis alérgica.

Contraindicaciones

FLUIALERGIA no debe utilizarse en caso de hipersensibilidad a medEctoin® o a cualquiera de los demás componentes del producto. FLUIALERGIA no debe utilizarse en pacientes con un peso corporal inferior a 3,5 kg.

1 Qué es FLUIALERGIA y para qué se utiliza

FLUIALERGIA es un producto sanitario que contiene medEctoin®, una molécula natural protectora de las células, con propiedades reductoras de la inflamación y estabilizadoras de la membrana celular.

FLUIALERGIA favorece el proceso de regeneración de la mucosa nasal irritada por los alérgenos.

FLUIALERGIA no contiene conservantes, es adecuado para personas con sensibilidad nasal y no produce dependencia.

La eficacia de FLUIALERGIA ha sido probada clínicamente.

Beneficio clínico esperado:

FLUIALERGIA alivia los síntomas alérgicos como el picor y la secreción nasal, los estornudos y la congestión nasal.

2 Advertencias y precauciones de uso

Si se producen reacciones alérgicas, debe interrumpirse inmediatamente el uso de FLUIALERGIA.

No utilice el producto si el envase está dañado o perforado.

Para garantizar una correcta higiene, cada frasco de spray nasal debe ser utilizado por una sola persona.

No utilice el producto transcurridos 3 meses después de su apertura.

No utilice el producto después de la fecha de caducidad.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Si los síntomas persisten o empeoran, consulte a su profesional sanitario.

Si ha utilizado más cantidad de FLUIALERGIA de la recomendada, no se esperan efectos adversos. No obstante, si experimenta molestias, consulte a un médico.

3 Qué debe saber antes de usar FLUIALERGIA

Población diana de pacientes:

FLUIALERGIA es adecuado para pacientes que padecen rinitis alérgica, incluidos adultos, adolescentes y niños con un peso corporal mínimo de 3,5 kg, salvo contraindicación (véase la sección de contraindicaciones). No existen restricciones en cuanto a nacionalidad o grupo étnico.

Usuario previsto:

FLUIALERGIA está destinado a ser administrado por el propio paciente (usuario no profesional). Por lo tanto, la aplicación no se limita a personal sanitario cualificado. Los niños de 10 años o menos, así como los pacientes que no puedan aplicarse el producto por sí mismos, deben ser asistidos durante la aplicación. FLUIALERGIA puede utilizarse concomitantemente con otros sprays nasales o tratamientos, medicamentos o no medicamentos, siempre que las instrucciones de uso del otro producto no indiquen lo contrario.

4 Cómo usar FLUIALERGIA

Utilice siempre FLUIALERGIA de acuerdo con estas instrucciones de uso.

Salvo que su profesional sanitario le haya indicado lo contrario, aplique de 1 a 2 pulverizaciones en cada fosa nasal varias veces al día.

En pacientes con un peso corporal de hasta 10 kg, no debe superarse un máximo de 10 aplicaciones al día.

Antes de utilizar FLUIALERGIA por primera vez o si el pulverizador no funciona correctamente, retire el tapón protector y accione el pulverizador 2-3 veces en posición vertical para eliminar el aire del sistema de bombeo. No corte la punta.

1. Suénese suavemente la nariz para limpiar las fosas nasales.
2. Retire el tapón protector del frasco.
3. Sujete el frasco colocando el dedo índice y el dedo corazón a ambos lados de los apoyos para los dedos y el pulgar debajo del frasco. Inclíne ligeramente la cabeza hacia delante y cierre una fosa nasal presionando suavemente el lateral de la nariz con un dedo.

4. Introduzca suavemente la boquilla del spray en la fosa nasal. Mientras presiona el pulverizador de forma rápida y firme, inhale suavemente por la nariz.
5. Introduzca la boquilla en la otra fosa nasal.
6. Repita los pasos descritos anteriormente con la otra fosa nasal.
7. Limpie la punta expuesta del frasco con un paño limpio que no desprenda pelusa.
8. Coloque de nuevo el tapón en el frasco.

5 Posibles efectos adversos de FLUIALERGIA

FLUIALERGIA es bien tolerado. No se conocen efectos adversos que se produzcan de forma habitual o persistente.

Informe a su profesional sanitario, farmacéutico y al distribuidor si observa efectos adversos asociados al uso de FLUIALERGIA.

6 Cómo conservar FLUIALERGIA

La fecha de caducidad de FLUIALERGIA al está impresa en el envase y en el frasco.

No utilice FLUIALERGIA después de la fecha de caducidad indicada.

Conservar FLUIALERGIA
al a una temperatura entre 2°C y 25°C.

7 Información adicional

Cuando FLUIALERGIA se utiliza conforme a su uso previsto, no existen indicios de un riesgo específico durante el embarazo y la lactancia. En caso de que se produzca cualquier incidente grave relacionado con el uso de FLUIALERGIA, notifíquelo al fabricante legal del producto en la dirección de correo electrónico vigilance@bitop.de, así como a la autoridad competente local correspondiente (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios).

8. Contenido de FLUIALERGIA

- 20 mL de solución
- Cada pulverización contiene 0,14 ml de solución

9 Composición:

medEctoin® 2 %, sal marina y agua.

10 Fabricante



bitop medical GmbH
Carlo-Schmid-Allee 5
44263 Dortmund Alemania
www.bitop.de



11 Distribuidor



Zambon S.A.U.
Maresme, 5. Pol. Can Bernades-Subirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda
(Barcelona)
España

Fecha de la información: Julio 2026

Leyenda de los símbolos utilizados en el producto:



Marcado CE
con el número
de Organismo
Notificado



Fabricante



(blu)
Mantener
fuera del
alcance de los
niños



No usar si el
producto está
dañado



Uso multiple
por un único
paciente



(blu)
Por favor,
consulte las
instrucciones
de uso



Conservar
entre
2°C - 25°C



Fecha de
caducidad



Número de
lote



Producto
sanitario



Identificador
único del
producto



Validez tras
apertura



Punto SIGRE
de reciclaje



Distribuidor



La información
original del
dispositivo
fue traducida
(cuando proceda,
complementando
o sustituyendo
el contenido
anterior).

E01.0726
NOT24535V01