



Rinonebial

medEctoin®



20 mg medEctoin®/mL

Trattamento e prevenzione dei sintomi di rinite e rinosinusite

Prima di iniziare a usare **Rinonebial**, leggere attentamente le presenti informazioni.
NON GETTARE VIA QUESTO FOGLIETTO ILLUSTRATIVO! Contiene informazioni importanti.

INDICAZIONI

Rinonebial spray nasale, indicato per il trattamento e la prevenzione dei sintomi di rinite e rinosinusite, riduce l'infiammazione e favorisce il processo di rigenerazione della mucosa nasale e dei seni paranasali alterati. Inoltre, decongestiona efficacemente il naso e i seni paranasali e riduce significativamente rinorrea, dolore al viso, mal di testa e perdita di olfatto e gusto. **Rinonebial** è un dispositivo medico contenente medEctoin®, una molecola naturale con proprietà di riduzione dell'infiammazione e un effetto protettivo e stabilizzante delle membrane cellulari. Il complesso idratante di medEctoin® e la struttura stabilizzata della barriera mucosale aiutano a ridurre l'ingresso di virus.

COMPOSIZIONE

Rinonebial contiene:
20 mg di medEctoin®, sale marino, diidrogenofosfato di sodio, idrogenofosfato di disodio, acqua.
Uno spruzzo corrisponde a 0,14 ml.
Rinonebial non contiene conservanti.

POSOLOGIA E MODALITÀ D'USO

Utilizzare **Rinonebial** in base alle presenti istruzioni per l'uso. Applicare 1-2 nebulizzazioni in ogni narice più volte al giorno, salvo diversa prescrizione medica. Il prodotto è adatto a bambini con peso corporeo minimo di 3,5 kg. Nei bambini con peso corporeo fino a 10 kg, non superare un massimo di 10 applicazioni al giorno. I bambini di età pari o inferiore a 10 anni e i pazienti che non sono in grado di utilizzare autonomamente il dispositivo devono essere assistiti durante l'applicazione.

- Prima del primo utilizzo di **Rinonebial** o se lo spray non funziona correttamente, rimuovere il cappuccio protettivo e premere 2-3 volte la pompetta del flacone in posizione verticale in modo da far fuoriuscire l'aria. Non tagliare la punta!
1. Soffiarsi delicatamente il naso per pulire le narici.
 2. Rimuovere il cappuccio protettivo del flacone.
 3. Tenere il flacone appoggiando l'indice e il medio di una mano sui punti di appoggio ai lati e il pollice sotto il flacone. Piegarlo leggermente la testa in avanti e chiudere una narice premendo un dito contro il lato del naso.
 4. Inserire delicatamente la punta dello spray nella narice. Premere la pompetta in modo rapido e deciso inspirando delicatamente attraverso il naso.
 5. Inserire la punta nell'altra narice e ripetere i passaggi sopra descritti.
 6. Dopo l'uso, pulire la punta esposta del flacone con un panno pulito che non lascia residui di tessuto.
 7. Riapplicare il cappuccio protettivo sul flacone.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO

Per garantire un'igiene sicura, ogni flacone spray nasale deve essere utilizzato da una sola persona. Non utilizzare il dispositivo medico se è danneggiato o forato. Non utilizzare per più di 3 mesi dopo l'apertura. Non utilizzare dopo la data di scadenza. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

11508653-00



SCALE 1:1 - dimensions are in millimeters (mm)

Field	Data
Item Description	Rinonebial MDR, 20 ml SNS01 (IT)
Country	ITALY (IT)
GMID	3100
FAMAR Item Code	11508653-00
Laetus Code	637
Technical Drawings	St. 883 / Zt. 883-1
Keyline	P000883-1
Item type	Leaflet
Dimensions	155 x 210 mm
Print specification	Printed Colours: Black / double-sided printing
Non Printed Elements	Diecut
Artwork Version	R00.0426.31000100F
Numerical Version	V5
Date	22/05/26

PAGE 1/2

Printed Colours:
 Black

Non Printed Elements:
 Diecut



Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota a uno o più componenti del prodotto.
Non utilizzare per pazienti con peso corporeo inferiore a 3,5 kg.
Qualora insorgano reazioni allergiche, sospendere immediatamente l'uso del prodotto. Se le condizioni persistono o peggiorano, contattare il proprio medico.
In caso di applicazione di una quantità superiore a quella prevista, non si prevedono effetti negativi. In caso di disturbi, rivolgersi a un medico.

INTERAZIONI E INCOMPATIBILITÀ

Il dispositivo è concepito per l'applicazione da parte del paziente e può essere usato in concomitanza con altri spray nasali o rimedi medicati o non medicati, se non diversamente indicato nelle istruzioni per l'uso dell'altro prodotto.

GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO

Se utilizzato in base alla destinazione d'uso prevista, non sussistono prove che **Rinonebial** possa comportare un rischio particolare durante la gravidanza e l'allattamento.

EFFETTI INDESIDERATI

Rinonebial è generalmente ben tollerato. Non sono noti effetti indesiderati ricorrenti o persistenti.
Qualora si manifestino effetti indesiderati associati all'utilizzo del dispositivo, sospendere immediatamente il trattamento e informare il proprio medico o il farmacista.
In caso di incidenti gravi correlati a **Rinonebial**, si prega di segnalarli al fabbricante legale del prodotto all'indirizzo vigilance@bitop.de e all'autorità locale competente (Ministero della Salute).

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

La data di scadenza è riportata sulla scatola e sul flacone. Non utilizzare il prodotto dopo la data indicata. Conservare il prodotto tra 2 °C e 25 °C. Il prodotto può essere smaltito come rifiuto domestico.

CONFEZIONE

Flacone spray da 20 ml.

Data ultima revisione: Aprile 2026

	Fabbricante
	Distributore
	Dispositivo medico
	Marcatura CE con numero dell'Organismo Notificato
	Data di scadenza
	Numero di lotto
	Codice di identificazione univoco
	Attenzione
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Tenere fuori dalla portata dei bambini
	Limite di temperatura
	Non utilizzare per più di 3 mesi dopo l'apertura
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata
	Uso multiplo per singolo paziente
	Le informazioni originali del dispositivo sono state tradotte

R00.0426.31000100F



bitop medical GmbH
Carlo-Schmid-Allee 5
44263 Dortmund - Germania





Buona Spa Società Benefit
Via Alfieri 8, 50019 Sesto Fiorentino (FI) - Italia
www.buona.it - info@buona.it

Buona Spa Società Benefit è un'azienda con sistema di gestione qualità certificato ISO 9001

11508653-00



SCALE 1:1 - dimensions are in millimeters (mm)

Field	Data
Item Description	Rinonebial MDR, 20 ml SNS01 (IT)
Country	ITALY (IT)
GMID	3100
FAMAR Item Code	11508653-00
Laetus Code	637
Technical Drawings	St. 883 / Zt. 883-1
Keyline	P000883-1
Item type	Leaflet
Dimensions	155 x 210 mm
Print specification	Printed Colours: Black / double-sided printing
Non Printed Elements	Diecut
Artwork Version	R00.0426.31000100F
Numerical Version	V5
Date	22/05/26

PAGE 2/2

Printed Colours:
 Black

Non Printed Elements:
 Diecut